

Modell IR988 Érintésnélküli Infravörös Digitális Hőmérő Használati Útmutató



Üdvözljük a LyfTrack Infravörös Hőmérő IR988 használatában.

A biztonságos használat, és a mérés pontosságának biztosításának érdekében kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

INDEX

BEVEZETÉS	3
A TERMÉK CÉLJA	3.2
SZERKEZET ÉS ÖSSZETÉTEL	3.3
HASZNÁLATOT MEGELŐZŐ ELLENŐRZÉS	3.4
NYILATKOZAT	3.5
BIZTONSÁGI UTASÍTÁS	4
SZERKEZETI FELÉPÍTÉS	5
LCD HÁTTÉRVILÁGÍTÁS SZÍNÉNEK LEÍRÁSA	5.2
ELEMEK BEHELYEZÉSE	6
BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA	7
KULCSMŰVELETEK	7.2
TESTHŐMÉRSÉKLET MÉRÉS	8
EGY TÁRGY FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETÉNEK MÉRÉSE	8.2
MEMÓRIA FUNKCIÓ	9
KARBANTARTÁS ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK	9.2
HIBAELHÁRÍTÁS	10
KALIBRÁLÁS ÉS JAVÍTÁS	10.2
EMC NYILATKOZAT	11
TERMÉKLEÍRÁS	12
GARANCIA & TÁMOGATÁS	12.2
MEGFELELŐSSÉGI TANÚSÍTVÁNY	13
JÓTÁLLÁSI JEGY	13.2

3.1 Termék Bemutató

Az infravörös hőmérő egy magas minőségű termék, amely infravörös technológiát alkalmaz, minden indításnál öntesztelést végez, hogy biztosítsa a mérés pontosságát. Ez az infravörös hőmérő legfőképpen az ember testhőmérsékletének a homlokokon való mérésére alkalmas.

Ez a termék stabil és pontos hőmérséklet mérésére képes. A felhasználóknak csak a homlok felé kell mutatnia a termék érzékelőjét, és közben megnyomni a hőmérséklet mérő gombot, ezáltal a testhőmérséklet pontosan és gyorsan (egy másodperc alatt) kimutatható lesz.

A termék biztonságos használatához, és a mérés pontosságának biztosításához kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Ez a termék széleskörűen használt iskolákban, kórházakban, határellenőrzések során, otthonokban, illetve egyéb helyeken is.

3.2 A termék célja

A testhőmérséklet mérése az emberi test által kibocsátott hőn keresztül.

3.3 Szerkezet és Összetétel

A termék egy burkolatból, egy infravörös hőmérséklet-érzékelőből, egy jelfogadó processzorból, gombokból, COB kártyából, egy hangjelzőből és egy LCD kijelzőből áll.

3.4 Használatot megelőző Ellenőrzés

1. Mérés előtt érdemes ellenőrizni a lázmérő minden funkcióját, illetve alkotóelemét, hogy ezzel biztosítsa annak megfelelő működését.
2. Tartson a termékben elegendő tápfeszültséget annak meghatározásához, hogy a külső környezet összhangban van-e a termék működési környezetével.
3. Csomagolás után a termék szállítható a hagyományos szállítási módokon, de kerülni kell az esőtől, illetve a nedves dolgoktól a mechanika sérülésének megelőzése érdekében.

3.5 Nyilatkozat

Az infravörös hőmérő klinikai pontossága vagy klinikai eltérése megfelelt a klinikai ellenőrzésnek, biztonságossága és hatékonysága megfelel a vonatkozó nemzeti törvényeknek és előírásoknak. Az igényelt teljesítmény-ellenőrzési módszerrel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

4.1 Biztonsági Utasítás

Ezt a terméket csak az útmutatókban leírtak szerinti használatra szánják.

Az önhibából, nem megfelelő használatból eredő károokra a gyártó nem vállalja a felelősséget.


- I. Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba. A tisztításhoz nedves, puha kendővel törölje le.
- II. Amennyiben a terméken károsodást, vagy rendellenes működést észlel, kérjük hagyja abba annak használatát.
- III. Ne nyissa ki a terméket engedély nélkül.
- IV. Az erek összehúzódnak, és a bőr felszíni hőmérséklete leesik a láz korai szakaszaiban, amikor a mért hőmérséklet szokatlanul alacsony.
- V. Ha a mérések nem egyeznek meg a beteg diagnózisával vagy a testhőmérséklet rendkívül alacsony, a méréseket 15 percenként ismételjük meg, vagy mérjük meg egy másik testhőmérséklet mérésre alkalmas területet az előző mérések ellenőrzése céljából.
- VI. Ez a felszerelés érzékeny elemeket tartalmaz, melyeket óvatosan kell kezelni. A tárolási és üzemeltetési feltételeket a Termékleírás rész tartalmazza.
- VII. Ez a termék apró részeket tartalmaz, melyek lenyelésének elkerülése érdekében a gyermekek csak felnőtt felügyelete alatt használhatják.

** Kérjük kerülje a következő szituációkat:

- a) Extrém hőmérséklet
- b) Ütődés és leejtés
- c) Szennyezés és por
- d) Közvetlen napfény
- e) Meleg és hideg környezet
- f) Ha a terméket hosszabb ideig nem használják, kérjük vegye ki belőle az elemeket.

Figyelem: Ez az eszköz nem helyettesíti az orvosi kezelést. Nem vízálló, víztől távol tartandó.

5.1 Szerkezeti felépítés



5.2 LCD Háttérvilágítás színének leírása

Testhőmérséklet mérés módban a termék intelligensen megjeleníti a mérési eredményeket, és az alább látható háttérvilágítási színekkel jelzi az eredményt.

3 színű LCD kijelző		
32.0°C ~ 37.4°C	37.5°C ~ 37.9°C	38.0°C ~ 42.9°C
ZÖLD	NARANCS	PIROS

6.1 Elemek behelyezése

A gépnek két DC3V (AAA elem) szükséges. Az elemet akkor kell cserélni, amikor az alacsony feszültségű ikon elkezd villogni a kijelzőn

A jelzett irányba távolítsa el az akkumulátor hátlapját. (1. lépés)

Cserélje ki az elemet, és helyezze be az újat a megjelölt pozitív, illetve negatív pólusok szerint (2. lépés)

1. Fogja meg az eszközt, majd nyissa ki az akkumulátor fedelét a jelzett iránynak megfelelően.

2. Helyezzen be két DC3V (AAA elem) elemet, és figyeljen azok polaritására.



Az eszközök akkumulátorcseréjének ciklusa és annak módszere

A termék kivehető/cserélhető részei főleg az elemeket tartalmazzák. A kiegészítők telepítése előtt kérjük ellenőrizze, hogy a kiegészítők műszaki adatai és a modellek összhangban vannak-e a termék gyártói előírásaival, kérjük ügyeljen arra, hogy a vállalat megadott modell-kiegészítőit használja. Amennyiben szükséges vegye fel a kapcsolatot az eladóval vagy a gyártóval.

Az akkumulátor behelyezése és cseréje: Amikor a kijelzőn megjelenik az alacsony feszültséget jelző szimbólum, cserélje ki az akkumulátort. A behelyezés és a csere módját keresd a telepítési útmutatót ebben a kézikönyvben.



Az elemeket és az elektronikus berendezéseket a hatályos helyi törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően kell megsemmisíteni, és az irreverzibilis szennyezés elkerülése érdekében tilos a szemétkébe dobni.

7.1 Beállítások Módosítása

A készülék bekapcsolt állapotában tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a SET gombot (SET) a hőmérséklet-beállító felület eléréséhez, majd nyomja meg a (SET) gombot a váltáshoz;

Kapcsolási sorrend: F1 → F2 → F3 leállítás és mentés.

- 1) F1 interfész: A Hőmérséklet kijelző egység kapcsolója, nyomja meg a [+] Plusz gombot és a [-] Mínusz gombot a módosításhoz.
- 2) F2 interfész: Állítsa be a figyelmeztetési hőmérsékletet, nyomja meg a [+] Plusz gombot és a [-] Mínusz gombot a figyelmeztetési érték módosításához, az ennél magasabb értéket piros színnel jelzi a gép.
- 3) F3 interfész: A hangszórók funkcióbeállításának be- és kikapcsolásához nyomja meg a [+] Plusz gombot és a [-] Mínusz gombot annak módosításához.
- 4) F4 interfész: Az általános hőmérséklet szabályzáshoz nyomja meg a [+] Plusz gombot és a [-] Mínusz gombot a hőmérséklet értékének módosításához.
- 5) A módosított beállítások mentéséhez nyomja meg ismét a SET gombot.

7.2 Kulcsműveletek

GOMB	FUNKCIÓ	OPCIÓ 1	OPCIÓ 2
SET	MÉRTÉKEGYSÉG	C	F
- MÍNUSZ JEL	MÓD	TEST	FELÜLET / TÁRGY
+ PLUSZ JEL	MEMÓRIA	HÁTRA	ELŐRE

8.1 Testhőmérséklet mérés

Ez a termék az Ön frontális hőmérsékletének mérésére szolgál, de nem helyettesítheti az orvos diagnosztizálását és kezelését. Ezen felül az egyes testhőmérsékletek eltérőek lehetnek. Kérjük, használja a memória funkciót, hogy a készülék megtanulja az Ön normál testhőmérsékletet, és ezáltal felismerje amikor megemelkedik a testhőmérséklete.

- 1) Irányítsa a hőmérőt a homlok közepére a szemöldök fölé, és tartsa függőlegesen. A mérési helyet nem szabad hajjal lefedni. A hőmérő és a homlok közötti ajánlott távolság 1-5 cm között van.
- 2) Az indításhoz nyomja meg a gombot
 1. megjegyzés: A hőmérsékleti mód az előre beállított üzemmód
 2. megjegyzés: A hőmérő bekapcsolás után automatikusan kikapcsol
 3. megjegyzés: A készülék önellenőrzést végez. Amennyiben hiba lép fel, akkor az a képernyőn megjelenik.

A hőmérő képernyőjén megjelenik a "body temperature" szimbólum és a mérési eredmény körülbelül 1 másodperc alatt.

- 3) A készülék 30 másodperc után automatikusan kikapcsol, ha nincs használatban.

A mérés előtt ellenőrizze, hogy a mért személy nem-e fürdött vagy edzett a mérést megelőző 30 percben, és legalább 5 percig nyugodt környezetben volt. Három mérés ajánlott. Ha a három mérés eltér, válassza ki a legmagasabb mért értéket.

8.2 Egy tárgy felületi hőmérsékletének mérése

Ez a termék lehetővé teszi egy tárgy felületi hőmérsékletének mérését.

- 1) Amikor a rendszer be van kapcsolva, nyomja meg a [-] mínusz gombot, majd nyomja meg ismét. Az LCD az "object temperature" karaktert jeleníti meg, ami azt jelenti, hogy egy tárgy hőmérsékletének mérésére van állítva a készülék.
- 2) Automatikus kikapcsolás: A készülék 30 másodperc után automatikusan kikapcsol, ha nincs használatban.

Ha a hőmérő egy olyan környezetben volt, ahol nagy a hőmérsékleti eltérés a két környezet között, érdemes az új környezetben hagyni a mérést megelőzően legalább 30 percig.

9.1 Memória funkció

Bekapcsolt állapotban nyomja meg a [+] Plusz gombot a memória menüpontba lépéshez.

- 1) Minél nagyobb a memória száma, annál korábbi a mért érték, és minél kisebb az szám, annál későbbi a mért érték.
- 2) Ha nincs memorizált érték, akkor a „----” felirat jelenik meg.
- 3) A hőmérő legfeljebb 32 mért érték tárolására képes, Ha a mért értékek száma átlépi az 32-et, az eltárolt adatok felülírásra kerülnek időrendi sorrendben.

Memória törlése: Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a [+] Plusz gombot kb. 3 másodpercig, a LED "CLr" karaktert jelenít meg, kb. 2 másodperc után a memória törlése befejeződött.

9.2 Karbantartás és Óvintézkedések

- Tisztítsa meg az érzékelő belső üregét és a szondát, különben befolyásolhatja a mérés pontosságát.

Tisztítási folyamat:

1. A felület tisztítása: Használjon tiszta puha ruhát vagy vattacsomót, majd nedvesítse be azokat kevés orvosi alkohollal, vagy vízzel, hogy megfelelően el tudja távolítani a szennyeződések.

2. Az érzékelő és a szonda üregének tisztítása: Használjon tiszta kendőt vagy vattacsomót kevés orvosi alkohollal, majd óvatosan törölje meg a szonda üregét vagy az érzékelő tetejét. Ne használja addig, amíg az alkohol teljesen el nem párolog.

- Tilos a hőmérőt bármilyen folyadékba meríteni. Tilos túlzottan magas vagy alacsony hőmérsékleten tartani.
- Tilos az ütődés, esés és éles tárgyakkal való érintkezés. A szétszerelni tilos.
- Ne használja erős elektromágneses interferencia környezetben.
- Tartsa az infravörös hőmérőt gyermekektől elzárva.
- Ajánlott sokszor gyakorolni, hogy ismerje meg a mérési módszert, és próbálja meg nem változtatni a gyári beállításokat.
- A mérések nem helyettesíthetik a mérnök diagnózist.
- Használat közben nincs szükség különleges karbantartásra. Ha bármilyen probléma merülne fel a termékkel kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba az eladóval vagy a gyártóval.
- Kérjük a hulladékokat és a maradványokat a termék élettartamának végén ártalmatlanítsa a helyi törvényeknek és rendeleteknek megfelelően.

10.1 Hibaelhárítás

Kijelzett üzenet	Jelentés	Lehetséges ok / Megoldás
Hi	A környezeti hőmérséklet túl magas	1. Testhőmérséklet üzemmódban a kijelzett hőmérséklet magasabb, mint 42 °C 2. Tárgy hőmérséklet üzemmódban a kijelzett hőmérséklet magasabb, mint 45 °C
Lo Pos	A környezeti hőmérséklet túl alacsony	1. Testhőmérséklet üzemmódban a kijelzett hőmérséklet alacsonyabb, mint 34 °C 2. Tárgy hőmérséklet üzemmódban a kijelzett hőmérséklet nem alacsonyabb, mint 25 °C
Err	A környezeti hőmérséklet túl magas	A hőmérő környezeti hőmérséklete magasabb, mint 35 °C
Err	A környezeti hőmérséklet túl alacsony	A hőmérő környezeti hőmérséklete kevesebb, mint 16 °C
POS	Instabil környezeti hőmérséklet	A környezeti hőmérséklet instabil, kérjük helyezze stabil környezetbe legalább 30 percig
Üres képernyő	Kijelző hiba	A rendszer öntesztje során rendszerhibát talált, üres képernyő jelenik meg. Kérjük, vegye ki az akkumulátort, és helyezze be újra.
Akku Ikon + Lo	Akkuszint kijelzés	Az akkumulátor lemerült, kérjük, azonnal cserélje ki egy újra

10.2 Kalibrálás és javítás

Az infravörös hőmérő pontosságát szigorúan tesztelték, és a pontosság, illetve a megfelelő működés további biztosítása érdekében ajánlott a hőmérőt évente egyszer teszteltetni és kalibrálni.

Kérjük ne végezzen karbantartást egyedül. Ha minőségi probléma vagy kérdés merül fel az infravörös hőmérő pontosságával kapcsolatban, kérjük forduljon a forgalmazóhoz vagy a gyártóhoz.

11.1 EMC nyilatkozat

Megjegyzés: Az érintésmentes infravörös hőmérő megfelel az YY0505 elektromágneses kompatibilitási követelményeknek; A felhasználónak a véletlenszerű fájljából származó elektromágneses kompatibilitási információknak megfelelően kell telepítenie és használnia.

A hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs eszközök befolyásolhatják az infravörös hőmérők teljesítményét és elkerülhetik az erős elektromágneses interferenciákat használat közben, például mobiltelefonok, mikrohullámú sütők stb. közelében;

Az útmutató és a gyártó nyilatkozata a mellékletben található.

Megjegyzés: Érintés nélküli infravörös hőmérőt nem szabad más eszközök közelében vagy azok tetején használni. Ha azokat más eszközök közelében vagy azokon kell használni, ellenőrizni kell, hogy azok megfelelően működnek-e a konfigurációban, amelyben használják.

Ha a műszer által mért fiziológiai paraméterek kisebbek, mint a megadott minimális amplitúdó, azok pontatlan eredményekhez vezethetnek.

Az infravörös hőmérő gyártójától eltérő külső kiegészítők és kábelek belső alkatrészekként használata az infravörös hőmérő megnövekedett kibocsátását és csökkent immunitását eredményezheti.

Guide and Manufacturer's Declaration -Electromagnetic Emissions		
Non-contact infrared thermometer is intended to be used in the following specified electromagnetic environments and the purchaser or user of the infrared thermometer shall ensure that it is used in this electromagnetic environment:		
Launch test	Compliance	Electromagnetic Environment-Guidance
Radio frequency emission GB 4824	1 Unit	Infrared thermometers use RF energy only for their internal functions. As a result, its RF emissions are low and the potential for interference with nearby electronic devices is low.
Radio frequency emission GB 4824	B type	Infrared thermometers are suitable for use in all installations, including domestic installations and direct connection to the public low-voltage supply network of domestic dwellings.
Harmonic emission GB 17625.1	Not Applicable	
Voltage fluctuation / flicker emission GB 17625.2	Not Applicable	

Recommended isolation distance between portable and mobile RF communications equipment and non-contact infrared thermometers			
Non-contact infrared thermometer is intended to be used in electromagnetic environments where RF radiation disturbances are controlled. According to the maximum rated output power of communication equipment, the purchaser or user may prevent electromagnetic interference by maintaining the minimum distance between the transmitter of portable and mobile radio frequency communication equipment and the non-contact infrared thermometer as recommended below.			
Rated maximum output power of transmitter/W	Isolation distance corresponding to different frequencies of the transmitter/m		
	150 kHz~80 MHz d=1.2√P	80 MHz~800 MHz d=1.2√P	800 MHz~2.5 GHz d=2.3√P
0.01	Not Applicable	0.12	0.23
0.1	Not Applicable	0.38	0.73
1	Not Applicable	1.2	2.3
10	Not Applicable	3.8	7.3
100	Not Applicable	12	23
For the transmitter rated maximum output power not listed in the table above, it is recommended that the isolation distance d, in meters (m), be determined by the formula in the corresponding transmitter frequency column, where P is the transmitter manufacturer's maximum output rated power, in watts (W).			
Note 1: At 80MHz and 800MHz, the formula of higher frequency range is used.			
Note 2: These guidelines may not be appropriate for all situations, where electromagnetic propagation is affected by the absorption and reflection of buildings, objects, and humans.			

Guidance and Manufacturer's Declaration-Electromagnetic Immunity			
Non-contact infrared thermometer is intended to be used in the following specified electromagnetic environments and the purchaser or user shall ensure that it is used in such electromagnetic environments:			
Immunity test	IEC60601 test level	Coincidence level	Electromagnetic Environment-Guidance
Radio frequency conduction GB/T 17626.6	3V (RMS) 150 kHz~ 80 MHz	Not Applicable	Portable and Mobile RF Communication Devices shall not be used any part of the non-contact infrared thermometer including cables, closer than the recommended isolation distance. The distance shall be calculated by a formula corresponding to the transmitter frequency.
Radio frequency radiation GB/T 17626.3 GB/T 17626.8	3V/m 80 MHz~ 2.5 GHz	3V/m	Recommended isolation distance: d=1.2√P 80 MHz~800 MHz d=2.3√P 800 MHz~2.5 GHz When P: P=Based on the transmitter manufacturer's maximum rated output power of the transmitter, in Watt (W). d=Recommended isolation distance, in meter (m). The field strength of a fixed RF transmitter is determined by surveying the electromagnetic field, which shall be lower than the coincidence level in each frequency range. Interference may occur near devices marked with the following symbols.
Note 1: At 80MHz and 800MHz, the formula for the higher frequency band is used.			
Note 2: These guidelines may not be appropriate for all situations, where electromagnetic propagation is affected by the absorption and reflection of buildings, objects, and humans.			
a. The field strength of fixed transmitters, such as the field strength of wireless (cellular / cordless) telephones and ground mobile radio base stations, amateur radios, AM and FM radio broadcast, and television broadcasts cannot be accurately predicted theoretically. In order to evaluate the electromagnetic environment of the fixed RF transmitter, the survey of electromagnetic field shall be considered. If the measured field strength of the non-contact infrared thermometer is higher than the applicable RF compliance level, the non-contact infrared thermometer shall be observed to verify its normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or positioning the non-contact infrared thermometer.			
b. The field strength shall be less than 3 V/m throughout the 150kHz ~ 800MHz frequency range.			

Guidance and Manufacturer's Declaration-Electromagnetic Immunity			
Non-contact infrared thermometer is intended to be used in the following specified electromagnetic environments and the purchaser or user shall ensure that it is used in such electromagnetic environments:			
Immunity test	IEC60601 test level	Coincidence level	Electromagnetic Environment-Guidance
Electrostatic discharge GB/T 17626.2	±6kV contact discharge ±8kV air discharge	±6kV contact discharge ±8kV air discharge	The floor shall be wood, concrete or tile, and if the floor is covered with synthetic material, the relative humidity shall be at least 30%.
Electrical fast transient burst GB/T 17626.4	±2kV to power line ±1kV to input / output line	Not Applicable	Not Applicable
Surge GB/T 17626.5	±1kV differential mode voltage ±2kV common mode voltage	Not Applicable	Not Applicable
Voltage sags, short interruptions, and voltage changes on power input lines GB/T 17626.11	<5%U _n , lasting for 0.5 cycles (On U _n , >95% sag) 40% U _n , lasting for 5 cycles (On U _n , 60% sag) 70% U _n , lasting for 25 cycles (On U _n , 30% sag) <5% U _n , lasting for 5s (On U _n , >95% sag)	Not Applicable	Not Applicable
Power frequency magnetic field (50/60Hz) GB/T 17626.8	3A/m	3A/m,50/60Hz	The power frequency magnetic field shall have the power frequency magnetic field level characteristic of the typical place in the typical commercial or hospital environment.
Note: U _n refers to the AC network voltage before the test voltage is applied.			

12.1 Termékleírás

Termék típusa	Infravörös Hőmérő IR988
Mérési mód	Érintésnélküli
Mérési terület	Homlok / Tárgy felülete
Mérési távolság	3~5cm
Mérési tartomány	Test: 34.8°C~42.5°C Tárgy: 0°C~93°C (±1°C)
Hőmérséklet kijelzés pontosság	0.1°C/°F
Maximum elfogadható hibahatár	35°C~42.0°C (±0.2°C) Egyéb (±0.3°C)
Memória	32 memória hely
Üzemi feltételek	Temperature: 16°C~35°C; relatív páratartalom: <80%; Légköri nyomás: 70kPa~106kPa
Szállítási és tárolási feltételek	Temperature: -20°C~+35°C; relatív páratartalom: <93%; Légköri nyomás: 50kPa~106kPa
Automatikus kikapcsolás funkció	30s
Energia ellátás	DC3V (AAA*2) elem
Méret	150x80x41mm
Súly	105.5g

12.2 Garancia és Támogatás

1. A termékre a vásárlástól számított 5 év garancia, illetve 1 év ingyenes jótállás.
2. A garancia nem fedezi a csomagolást.
3. A felhasználó által okozott alábbi károkért sajnálattal közöljük, de nem áll módunkban ingyenes jótállást biztosítani;
 - a) Meghibásodás jogosulatlan szétszerelés és módosítás miatt.
 - b) Használat során véletlenszerű leesés okozta hiba;
 - c) Hiba, amelyet a kézikönyv helyes utasításának be nem tartása okozott;
 - d) Hiba az ésszerű karbantartás hiánya miatt;
 - e) Az ingyenes jótállási szolgáltatás igénylésekor a jótállási jegyet a vásárlás dátumával és a viszonteladó pecsétjével (beleértve a viszonteladó nevét és címét) ki kell tölteni.
 - f) A jótállási körön kívüli javítási szolgáltatások a vonatkozó előírások szerint kerülnek felszámításra;
 - g) Ingyenes garanciaszolgáltatás igénylése esetén kérjük, hogy a terméket cégünk forgalmazójához vigye javításra.

13.1 Megfelelősségi Tanúsítvány

MEGFELELŐSSÉGI TANÚSÍTVÁNY			
TERMÉK NEVE	ÉRINTÉSNELKÜLI INFRAVÖRÖS DIGITÁLIS HŐMÉRŐ	MODELL	IR988
ELLENŐRZÉS DÁTUMA		ELLENŐRZŐ SZEMÉLY	

Ez a termék megfelel az ellenőrzésnek, és elhagyhatja a gyárat.

13.2 Jótállási Jegy

Jótállási jegy			
TÉTEL SZÁMA		TERMÉKKÓD	
ELADÓ		VÁSÁRLÁSI DÁTUM	
VEVŐ NEVE		VEVŐ TELEFONSZÁMA	
VEVŐ CÍME		VEVŐ EMAIL CÍME	
HIBA LEÍRÁSA			